

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd19 Conjugado A Para Citometria De Fluxo - P25918

Número do item: CM0008988

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado ao CD19 de camundongo. Validado para citometria de fluxo, adequado para imunofenotipagem de células B em modelos de camundongo. SWISS: P25918.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo CD19 Conjugado a
Observações/Apêndice	CD19
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	930
GeneID	12478
Imunógeno	Proteína recombinante do CD19 de camundongo.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P25918
Peso Molecular da Proteína	60kDa
Envio	Em saco de gelo