

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd19 Para Citometria De Fluxo - P25918

Número do item: CM0007966

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD19 de camundongo para citometria de fluxo. Detecta o antígeno de linfócitos B em esplenócitos, medula óssea e células de linfonodos. Derivado de proteína recombinante, específico para CD19 de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD19 mAb
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	930
GeneID	12478
Imunógeno	Proteína recombinante do CD19 de camundongo.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P25918
Peso da Proteína	60 kDa
Envio	Saco de gelo