

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd2 De Rato Para Fc - P08920

Número do item: CM0008183

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD2 de rato validado para citometria de fluxo (FC). Detecta especificamente CD2 de rato (Ly37/LFA-2), adequado para pesquisa de adesão e sinalização de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD2 de rato
Observações/Apelido	Ly37; LFA-2; Ly-37
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	914
GeneID	12481
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-203 do CD2 de rato (NP_038514.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P08920
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo