

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd2 Para Fc - P08920

Número do item: CM0009007

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho marcado com contra CD2 de camundongo (Ly-37/LFA-2) para citometria de fluxo. Reage com camundongo, imunógeno correspondente aos aminoácidos 23-203. Ideal para estudos de adesão e sinalização de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AcM Coelho anti-Camundongo CD2
Observações/Apelido	Ly37; LFA-2; Ly-37
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	914
ID do Gene	12481
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-203 do CD2 de camundongo (NP_038514.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P08920
Peso Molecular da Proteína	38kDa
Envio	Em saco de gelo