

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd2 De Camundongo Para Fc - P08920

Número do item: CM0005714

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD2 de camundongo (LFA-2, Ly37) para citometria de fluxo. Reconhece o antígeno de superfície de células T envolvido na adesão e ativação. Adequado para amostras de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD2 de camundongo
Observações/Alias	Ly37; LFA-2; Ly-37
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	914
GeneID	12481
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-203 de CD2 de camundongo (NP_038514.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P08920
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo