

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd2 Para Citometria De Fluxo - P08920

Número do item: CM0008304

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD2 murino (Ly-37, LFA-2), validado para citometria de fluxo. Reconhece uma molécula de adesão da superfície de células T de 38 kDa. Ideal para pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Mouse CD2
Observações/Alias	Ly37; LFA-2; Ly-37
Espécie	Mouse
GeneID (Humano)	914
GeneID	12481
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 23-203 do CD2 murino (NP_038514.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Mouse
SWISS	P08920
Peso da Proteína	38kDa
Transporte	Bolsa de gelo