


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd200/Ox2 Para Fc - O54901

Número do item: CM0004797



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à glicoproteína de membrana CD200/OX-2 de camundongo. Validado para citometria de fluxo, específico para camundongo. Imunógeno recombinante não conjugado, aminoácidos 31-232. UniProt O54901.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD200/OX2 mAb
Observações/Apelido	OX2; Mox2
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	4345
GeneID	17470
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-232 do CD200/OX2 de camundongo (NP_034948.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O54901
Peso Molecular	31 kDa
Transporte	Bolsa de gelo