

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd201/Epcr De Camundongo Para Fc - Q64695

Número do item: CM0006239

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado ao CD201/EPCR (PROCR) de camundongo. Desenvolvido para análise por citometria de fluxo do receptor de proteína C endotelial; o imunógeno abrange os aminoácidos 18-210. Reage especificamente com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD201/EPCR de camundongo
Observações/Apelidos	Ccca; Epcr; Ccd41
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	10544
GeneID	19124
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-210 do CD201/EPCR de camundongo (NP_035301.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q64695
Peso da proteína	27 kDa
Transporte	Gelo reutilizável