

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd201/Epcr Para Citometria De Fluxo - Q64695

Número do item: CM0008628

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD201/EPCR (receptor endotelial da proteína C) de camundongo, validado para citometria de fluxo. Detecta um receptor de membrana de 27 kDa envolvido na coagulação sanguínea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Mouse CD201/EPCR
Observações/Alias	Ccca; Epcr; Ccd41
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	10544
GeneID	19124
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q64695
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Bolsa de gelo