

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd201/Epcr Para Citometria De Fluxo - Q64695

Número do item: CM0004004

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD201/EPCR de camundongo. Validado para citometria de fluxo (FC), este anticorpo é ideal para pesquisa de células endoteliais e coagulação. Peso molecular: 27 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Mouse CD201/EPCR mAb
Observações/Alias	Ccca; Epcr; Ccd41
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	10544
ID do Gene	19124
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-210 de CD201/EPCR de camundongo (NP_035301.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q64695
Peso da Proteína	27kDa
Transporte	Saco de gelo