

Coelho Anti-Mouse Cd205/Dec-205 Anticorpo Monoclonal Para Fc - Q60767

Número do item: CM0011907

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD205/DEC-205 de camundongo (Ly75), um receptor endocítico de 197 kDa em células dendríticas. Validado para citometria de fluxo (FC), reage com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD205/DEC-205 mAb
Observações/Apelido	CD205; DEC205; DEC-205
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	100526664
ID do Gene	17076
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 216-490 do CD205/DEC-205 de camundongo (NP_038853.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q60767
Peso da Proteína	197kDa
Envio	Saco de gelo