

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd205/Dec-205 () Para Fc - Q60767

Número do item: CM0004226

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD205/DEC-205 (Ly75) de camundongo. Validado para citometria de fluxo, detecta proteína de ~197kDa e reage com camundongo. Ideal para estudos de células dendríticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD205/DEC-205 mAb
Observações/Apelidos	CD205; DEC205; DEC-205
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	100526664
GeneID	17076
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 216-490 do CD205/DEC-205 de camundongo (NP_038853.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q60767
Peso da Proteína	197kDa
Envio	Bolsa de gelo