

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd205/Dec-205 Para Citometria De Fluxo - Q60767

Número do item: CM0004407

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD205/DEC-205 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a função de células dendríticas e vias de captação de antígenos em modelos murinos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD205/DEC-205 mAb
Observações/Apelido	CD205; DEC205; DEC-205
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	100526664
ID do Gene	17076
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q60767
Peso da Proteína	197kDa
Envio	Bolsa de gelo