


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd206/Mmr Conjugado A Para Fc - Q61830

Número do item: CM0011520



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado ao CD206 de camundongo (receptor de manose de macrófago 1). Projetado para análise de citometria de fluxo de macrófagos de camundongo. Específico para CD206 de camundongo, peso molecular de aproximadamente 165 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo CD206/MMR
Observações/Apelido	MR; CD206
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	4360
GeneID	17533
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-154 do CD206/MMR de camundongo (NP_032651.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra), FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61830
Peso Proteico	165 kDa
Envio	Em saco de gelo