


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd206/Mmr Para Citometria De Fluxo - Q61830

Número do item: CM0009845



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado ao CD206/MMR de camundongo para citometria de fluxo. Validado para coloração intracelular e de superfície. Ideal para pesquisa de macrófagos e fagocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD206/MMR mAb
Observações/Apelido	MR; CD206
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	4360
GeneID	17533
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-154 do CD206/MMR de camundongo (NP_032651.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra), FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61830
Peso Proteico	165 kDa
Envio	Saco de gelo