


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd209B/Dc-Signr1 Para Citometria De Fluxo - Q8Cj91

Número do item: CM0009727



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD209b/DC-SIGNR1 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisas em biologia de células dendríticas, reconhecimento de patógenos e estudos de receptores imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo CD209b/DC-SIGNR1 mAb
Observações/Apelido	OtB7; SIGNR1; mSIGNR1; DC-SIGNR1; 1810030I22Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	30835
GeneID	69165
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 76-325 do CD209b/DC-SIGNR1 de camundongo (NP_081248.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8CJ91
Peso Proteico	16kDa/33kDa/36kDa/37kDa
Envio	Saco de Gelo