

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd21/Cd35 Para Fc - P19070

Número do item: CM0011772

introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-camundongo CD21/CD35 validado para citometria de fluxo. Específico para CD21/CD35 de camundongo (CR1/CR2), este anticorpo suporta estudos de receptores de complemento de células B, incluindo ativação de células B e regulação de IgE. SWISS: P19070.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo CD21/CD35 mAb
Observações/Apêndice	Cr1, C3DR, CD21, CD35, Cr-1, Cr-2
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	1380
ID do Gene	12902
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-274 do CD21/CD35 de camundongo (NP_031784.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P19070
Peso Proteico	113kDa
Envio	Bolsa de Gelo