

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd22 Para If-P E Fc - P35329

Número do item: CM0011893

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD22 de camundongo (Siglec-2). Validado para imunofluorescência (IF-P) e citometria de fluxo (FC) em células B de camundongo. Ideal para pesquisa em biologia de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo CD22
Observações/Apelido	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	933
ID do Gene (Camundongo)	12483
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-151 do CD22 de camundongo (NP_033975.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35329
Peso Proteico	89kDa / 93kDa / 97kDa
Envio	Saco de gelo