

Coelho Anti-Mouse Cd22 Anticorpo Monoclonal Para If-P E Fc - P35329

Número do item: CM0008662

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD22 de camundongo. Validado para imunofluorescência (IF-P) e citometria de fluxo (FC). Adequado para estudos de biologia de células B envolvendo diferenciação, apresentação de antígeno e tráfego.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD22 mAb
Observações/Apelido	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	933
GeneID	12483
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-151 do CD22 de camundongo (NP_033975.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35329
Peso da Proteína	89kDa/93kDa/97kDa
Envio	Saco com gelo