


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd226/Dnam-1 Para Fc - Q8K4F0

Número do item: CM0004997



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com específico para CD226/DNAM-1 de camundongo (SWISS Q8K4F0), validado para citometria de fluxo. CD226 é um receptor coestimulador em células NK e CTLs, aumentando a citotoxicidade contra células infectadas ou tumorais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo CD226/DNAM-1
Observações/Apelido	Pta1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	10666
ID do Gene (Camundongo)	225825
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-254 do CD226/DNAM-1 de camundongo (NP_848802.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8K4F0
Peso Molecular da Proteína	38kDa
Transporte	Em saco de gelo