


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd226/Dnam-1 De Camundongo ( ) Para Citometria De Fluxo - Q8K4F0

Número do item: CM0008532



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD226/DNAM-1 de camundongo. Validado para citometria de fluxo no estudo da adesão de células imunes, citotoxicidade de células NK e CTL e sinalização de linfócitos. Reage com camundongo.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | mAb de coelho anti-CD226/DNAM-1 de camundongo,                                                                                          |
| Observações/alias   | Pta1; DNAM1; DNAM-1; TliSA1                                                                                                             |
| Espécie             | Camundongo                                                                                                                              |
| ID do gene (humano) | 10666                                                                                                                                   |
| ID do gene          | 225825                                                                                                                                  |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-254 de CD226/DNAM-1 de camundongo (NP_848802.2) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpos monoclonais                                                                                                                  |
| Aplicação           | FC                                                                                                                                      |
| Reatividade cruzada | Camundongo                                                                                                                              |
| SWISS               | Q8K4F0                                                                                                                                  |
| Peso da proteína    | 38 kDa                                                                                                                                  |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                           |