

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd23 De Camundongo Conjugado A Para Citometria De Fluxo - P20693

Número do item: CM0008573

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a contra CD23 de camundongo (FceRII), validado para citometria de fluxo. Receptor de IgE de baixa afinidade envolvido na diferenciação de células B e na regulação de IgE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD23 de Camundongo
Observações/Apelido	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	2208
ID do Gene (Camundongo)	14128
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-331 do CD23 de camundongo (NP_038545.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P20693
Peso Proteico	37kDa
Envio	Em saco de gelo