

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd23 Para Citometria De Fluxo - P20693

Número do item: CM0010709

introdução

Explore este anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra o CD23 de camundongo (receptor de IgE de baixa afinidade, Fcer2). Validado para citometria de fluxo, ideal para pesquisas sobre diferenciação de células B e regulação da IgE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Mouse CD23
Observações/Alias	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	2208
GeneID	14128
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-331 do CD23 de camundongo (NP_038545.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P20693
Peso Proteico	37KDa
Envio	Bolsa de gelo