

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd23 Para Citometria De Fluxo - P20693

Número do item: CM0006168

introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Mouse CD23 (Fcer2), validado para citometria de fluxo. Reconhece o receptor de baixa afinidade para IgE envolvido na regulação da IgE, diferenciação de células B e ativação de macrófagos. Ideal para pesquisa em alergia e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD23 mAb
Observações/Apelido	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Espécie	Mouse
GeneID (Humano)	2208
GeneID	14128
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-331 do CD23 de mouse (NP_038545.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Mouse
SWISS	P20693
Peso Proteico	37KDa
Envio	Saco de gelo