

Mab Coelho Anti-Mouse Cd24 Para Fc - P24807

Número do item: CM0005224

introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Mouse CD24 para detecção de CD24 de camundongo por citometria de fluxo. Reatividade de espécie validada: camundongo. Ideal para perfilagem de células imunes e pesquisa em doenças autoimunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Mouse CD24 mAb
Observações/Alias	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrina
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	100133941
GeneID	12484
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-53 da CD24 de camundongo (NP_033976.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P24807
Peso da Proteína	8kDa
Envio	Bolsa de gelo