

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd24 Para Citometria De Fluxo - P24807

Número do item: CM0010387

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD24 de camundongo (HSA, Ly-52, nectadrina) para citometria de fluxo. Reconhece o CD24 de camundongo. Adequado para estudos de diferenciação e ativação de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Mouse CD24
Observações/Alias	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrina
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	100133941
ID do Gene (Camundongo)	12484
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-53 do CD24 de camundongo (NP_033976.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P24807
Peso da Proteína	8kDa
Transporte	Bolsa de gelo