

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd24 Para If/Fc - P24807

Número do item: CM0008668

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD24 de camundongo, validado para imunofluorescência e citometria de fluxo. Ferramenta confiável para pesquisa de células imunes envolvendo ativação de células B e desenvolvimento de timócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Mouse CD24
Alias	HSA, Cd24, Ly-52, nectadrina
Reatividade com Espécies	Camundongo
ID do Gene Humano	100133941
ID do Gene de Camundongo	12484
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 27-53 do CD24 de camundongo (NP_033976.1)
Origem	Coelho
Tipo de Anticorpo	Anticorpos Monoclonais
Aplicações	IF/ICC, IF-P, FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
Acesso UniProt	P24807
Peso Molecular Preditado	8kDa
Condição de Envio	Bolsa de gelo