

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd24 Para If/Icc E Fc - P24807

Número do item: CM0005690

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD24 de camundongo para imunofluorescência (IF/ICC) e citometria de fluxo (FC). O CD24 é uma glicoproteína de superfície celular ancorada por GPI envolvida na diferenciação celular, desenvolvimento de tímócitos, ativação de células B e autoimunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Mouse CD24 mAb
Observações/Apelido	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrin
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	100133941
GeneID	12484
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-53 do CD24 de camundongo (NP_033976.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P24807
Peso da Proteína	8kDa
Envio	Saco de gelo