

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd25 De Camundongo Conjugado Com Para Fc - P01590

Número do item: CM0008519

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD25 de camundongo (receptor alfa da IL-2). Reage especificamente com o CD25 de camundongo. Validado para aplicações de citometria de fluxo em imunologia e pesquisa de células T reguladoras, adequado para estudar mecanismos de tolerância imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD25 de camundongo
Observações/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3559
ID do Gene	16184
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-236 do CD25 de camundongo (NP_032393.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01590
Peso da Proteína	30KDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)