

## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd25 Para Citometria De Fluxo - P01590

Número do item: CM0008908

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD25 (IL-2R $\alpha$ ) de camundongo para citometria de fluxo. Validado em camundongo. Tem como alvo a subunidade alfa do receptor de interleucina-2, um regulador chave da tolerância imunológica mediada por Tregs.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo CD25                                                                                                        |
| Observações/Apelido        | CD25; IL2r; Ly-43                                                                                                                                       |
| Espécie                    | Camundongo                                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)            | 3559                                                                                                                                                    |
| GeneID                     | 16184                                                                                                                                                   |
| Imunogênio                 | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-236 do CD25 de camundongo. (NP_032393.3). |
| Fonte                      | Coelho                                                                                                                                                  |
| Categoria                  | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                                  |
| Aplicação                  | CF (Citometria de Fluxo)                                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada        | Camundongo                                                                                                                                              |
| SWISS                      | P01590                                                                                                                                                  |
| Peso Molecular da Proteína | 30 kDa                                                                                                                                                  |
| Transporte                 | Em saco de gelo                                                                                                                                         |