

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Murino Cd25 Para Citometria De Fluxo - P01590

Número do item: CM0011348

introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-murino CD25 conjugado com ABflo 450 de alta qualidade para citometria de fluxo. Reconhece o CD25 murino (receptor alfa da IL-2), permitindo a identificação de Tregs e pesquisa sobre tolerância imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Murino CD25
Observações/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Espécie	Murino
GeneID (Humano)	3559
GeneID	16184
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-236 do CD25 murino (NP_032393.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Murino
SWISS	P01590
Peso Proteico	31kDa
Transporte	Bolsa de gelo