

Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Cd25 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P01590

Número do item: CM0007847

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao CD25 (IL2RA) de camundongo, validado para citometria de fluxo. Útil para identificação de Treg e estudos do receptor de IL-2. Específico para camundongo, 30kDa. - P01590

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD25 de Camundongo
Observações/Alias	CD25; Il2r; Ly-43
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3559
GeneID	16184
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-236 do CD25 de camundongo (NP_032393.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01590
Peso Proteico	30kDa
Transporte	Saco de gelo