

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd25 De Camundongo (Il2Ra, P55) Para Citometria De Fluxo - P01590

Número do item: CM0012578

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD25 de camundongo , validado para citometria de fluxo. Tem como alvo IL2RA/p55 de camundongo (UniProt P01590, 30 kDa). Ideal para pesquisas de citometria de fluxo sobre Treg e tolerância imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD25 de Camundongo
Observações/Apelidos	CD25; Il2r; Ly-43
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3559
ID do Gene	16184
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-236 de CD25 de camundongo (NP_032393.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01590
Peso da Proteína	30 kDa
Envio	Bolsa de gelo