


Coelho Anti-Mouse Cd252 (Ligante Ox40) Anticorpo Monoclonal Para If/Icc, Fc - P43488

Número do item: CM0009979



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com específico para CD252 de camundongo (Ligante OX40). Validado para IF/ICC e FC. Coestimula a proliferação de células T e a produção de citocinas. Proteína de membrana de ~22 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD252 (Ligante OX40) mAb
Observações/Apelido	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40L; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	7292
ID do Gene	22164
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 51-198 do CD252 de camundongo (Ligante OX40) (NP_033478.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P43488
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo