


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Murino Cd252 (Ligante Ox40) Para If/Icc, Fc - P43488

Número do item: CM0005110



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD252 murino (Ligante OX40), validado para IF/ICC e FC. O imunógeno recombinante (aa 51-198) garante especificidade. Ideal para pesquisa de coestimulação de linfócitos T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Murino CD252 (Ligante OX40) mAb
Observações/Alíase	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40L; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
Espécie	Murino
ID do Gene (Humano)	7292
ID do Gene	22164
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Murino
SWISS	P43488
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo