

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd262/Trailr2 Para Fc - Q9Qzm4

Número do item: CM0010289

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a de alta qualidade específico para CD262/TRAILR2 (Receptor de morte 5) de camundongo. Validado para citometria de fluxo para investigar apoptose, sinalização de TRAIL e estresse de RE em tecidos de coração, pulmão e rim.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Mouse CD262/TRAILR2 mAb
Observações/Apelidos	MK; DR5; Ly98; KILLER; TRICKB; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	8795
ID do Gene	21933
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 53-170 de CD262/TRAILR2 de camundongo (NP_064671.2)).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9QZM4
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo