

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd262/Trailr2 De Camundongo Para Cf - Q9Qzm4

Número do item: CM0008404

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD262/TRAILR2 de camundongo (receptor de morte 5, MK). Validado para citometria de fluxo. Detecta uma proteína de 42 kDa e reage com camundongo. Ideal para pesquisas sobre apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD262/TRAILR2 de camundongo
Observações/Apelidos	MK; DR5; Ly98; KILLER; TRICKB; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	8795
GeneID	21933
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 53-170 de CD262/TRAILR2 de camundongo (NP_064671.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q9QZM4
Peso da proteína	42 kDa
Transporte	Bolsa de gelo