

## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd262/Trailr2 Conjugado Para Citometria De Fluxo - Q9Qzm4

Número do item: CM0005340

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD262/TRAILR2 (DR5) de camundongo, um receptor de morte que media a apoptose após a ligação de TRAIL. Projetado para detecção por citometria de fluxo em amostras de camundongo.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo CD262/TRAILR2 Conjugado                                                                      |
| Observações/Apelido | MK, DR5, Ly98, KILLER, TRICKB, TRAILR2, TRICK2A, TRICK2B                                                                                 |
| Espécie             | Camundongo                                                                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 8795                                                                                                                                     |
| GeneID              | 21933                                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 53-170 do CD262/TRAILR2 de camundongo (NP_064671.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                   |
| Aplicação           | CF (Citometria de Fluxo)                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Camundongo                                                                                                                               |
| SWISS               | Q9QZM4                                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 42kDa                                                                                                                                    |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                                          |