

## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd267/Taci Para Fc - Q9Et35

Número do item: CM0012212

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD267/TACI de camundongo (SWISS: Q9ET35) para citometria de fluxo (FC). Ideal para estudos de função de células B e T e pesquisa em imunidade humoral.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Coelho anti-Mouse CD267/TACI mAb                                                                                                     |
| Observações/Alias   | Taci; 1200009E08Rik                                                                                                                  |
| Espécie             | Camundongo                                                                                                                           |
| ID do Gene (Humano) | 23495                                                                                                                                |
| ID do Gene          | 57916                                                                                                                                |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 5-129 de CD267/TACI de camundongo (NP_067324.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                               |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                               |
| Aplicação           | FC                                                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Camundongo                                                                                                                           |
| SWISS               | Q9ET35                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 27kDa                                                                                                                                |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                                                        |