

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd267/Taci De Camundongo Para Fc - Q9Et35

Número do item: CM0011377

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD267/TACI de camundongo (TNFRSF13B). Validado em citometria de fluxo (FC). Reage com camundongo. Útil para estudos da função de células B e T, pesquisas sobre imunidade humoral e aplicações diagnósticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD267/TACI de camundongo
Observações/Apelido	Taci; 1200009E08Rik
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	23495
ID do Gene (Camundongo)	57916
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 5-129 de CD267/TACI de camundongo (NP_067324.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9ET35
Peso da Proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo