

Abflo 647 Coelho Anti-Mouse Cd267/Taci Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - Q9Et35

Número do item: CM0012452

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com ABflo 647 contra CD267/TACI de camundongo, validado para citometria de fluxo. Alveja um receptor envolvido na imunidade de células B e T e regulação humoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD267/TACI mAb
Observações/Apelido	Taci; 1200009E08Rik
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	23495
ID do Gene	57916
Imunógeno	Proteína Recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9ET35
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco de gelo