

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd268/Baff-R De Camundongo Para Citometria De Fluxo - Q9D8D0

Número do item: CM0010082

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD268/BAFF-R de camundongo para citometria de fluxo (FC). Validado para reatividade em camundongo, tem como alvo o receptor de células B de 19 kDa. Ideal para estudos sobre desenvolvimento de células B e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD268/BAFF-R de camundongo
Observações/Apelidos	Bcmd; Baffr; Bcmd1; BAFF-R; Bcmd-1; Lvis22; 2010006P15Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	115650
GeneID	72049
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-71 de CD268/BAFF-R de camundongo (NP_082351.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q9D8D0
Peso da proteína	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo