

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd270/Hvem Para Fc - Q80Wm9

Número do item: CM0008893



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com específico para CD270/HVEM de camundongo. Validado para citometria de fluxo (FC), permitindo a detecção deste receptor de ponto de verificação imune em aplicações de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD270/HVEM mAb
Observações/Apelido	TR2; Atar; HveA; Hvem; Tnfrs14
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	8764
GeneID	230979
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 39-207 do CD270/HVEM de camundongo (NP_849262.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q80WM9
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco com gelo