

Coelho Anti-Mouse Cd272/Btla Mab Para Citometria De Fluxo - Q7Tsa3

Número do item: CM0005888



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com específico para CD272/BTLA de camundongo, validado para citometria de fluxo. Adequado para estudar a função do receptor inibitório e a regulação imune em células T e B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD272/BTLA mAb
Observações/Apelido	A630002H24
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	151888
ID do Gene	208154
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-176 do CD272/BTLA de camundongo (NP_001032808.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q7TSA3
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco com gelo