


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd274/Pd-L1 De Camundongo Conjugado Com Para Citometria De Fluxo - Q9Ep73

Número do item: CM0012507



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD274/PD-L1 de camundongo conjugado com , validado para citometria de fluxo. Detecta PD-L1 (B7-H1, Q9EP73) em células de camundongo. Ideal para estudos de imuno-oncologia. Fornecido pela CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD274/PD-L1 de camundongo
Observações/Apelido	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	29126
ID do Gene	60533
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-235 do CD274/PD-L1 de camundongo (NP_068693.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9EP73
Peso Proteico	32kDa
Transporte	Saco de gelo