


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Murino Cd274/Pd-L1 Para Citometria De Fluxo - Q9Ep73

Número do item: CM0010193



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD274/PD-L1 murino para aplicações em citometria de fluxo. Reage com amostras de camundongo; 32 kDa. Ideal para estudos de vias de pontos de controle imunológico e imunidade antitumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Murino CD274/PD-L1
Observações/Alias	B7h1, Pdl1, Pdcd1l1, Pdcd1lg1, A530045L16Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	29126
GeneID	60533
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-235 do CD274/PD-L1 murino (NP_068693.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9EP73
Peso Proteico	32kDa
Envio	Bolsa de gelo