


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd274/Pd-L1 De Camundongo () Para Citometria De Fluxo - Q9Ep73

Número do item: CM0008928



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD274/PD-L1 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de checkpoints imunológicos e pesquisas em imunologia tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD274/PD-L1 de camundongo
Observações/Apelido	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	29126
GeneID	60533
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q9EP73
Peso da proteína	32 kDa
Envio	Bolsa de gelo