

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Murino Cd28 Para Fc - P31041

Número do item: CM0009685



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD28 de camundongo, conjugado a . Validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de ativação de linfócitos T e homeostase imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Murino CD28
Observações/Alias	Cd28
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	940
ID do Gene	12487
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-149 do CD28 de camundongo (NP_031668.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P31041
Peso da Proteína	25kDa
Transporte	Bolsa de gelo