

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd28 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P31041

Número do item: CM0012097



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD28 de camundongo para citometria de fluxo. Específico para CD28 de camundongo, reconhece uma proteína de 25 kDa. Adequado para pesquisa em imunologia de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD28 de Camundongo
Observações/Apelido	Cd28
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	940
ID do Gene	12487
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-149 do CD28 de camundongo (NP_031668.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P31041
Peso Molecular da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo