

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd301 (Mgl1/2) De Camundongo Para Fc - P49300 / Q8Jzn1

Número do item: CM0010921

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD301 (MGL1/2) de camundongo, adequado para citometria de fluxo. Reconhece Clec10a/Clec10b, lectinas de macrófagos essenciais na imunidade e no metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD301 (MGL1/2) de camundongo,
Observações/Alcunhas	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
Espécie	Camundongo
ID do gene (Humano)	10462/54551
ID do gene	17312/216864
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 57-304 de CD301a de camundongo (NP_034926.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P49300/Q8JZN1
Peso da proteína	34kDa/38kDa
Envio	Bolsa de gelo